



PRODUKTBLAD  
För sjukvårdspersonal

# MIC-Key®

## GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL

- MIC-Key\* gastrostomiport finns i många olika storlekar för individuell passform och bästa komfort för både barn och vuxna.
- MIC-Key\* är lätt att sköta och byta i hemmiljö.
- MIC-Key\* är greppvänlig, liten och diskret med innersluten distal tip.
- MIC-Key\* har inbyggd backventil med enkel låsmekanism.
- MIC-Key\* har en tydlig storleksangivelse och röntgentättråd.
- MIC-Key\* har konformad avrundad spets för smidig insättning.
- MIC-Key\* har märkt ballonginfart, BAL och LOT/Batch nr ingraverat.
- Lämplig och godkänd för "First placement", kan användas som första gastrostomiport under läkningsprocessen.
- MIC-Key\* kan bidra till ökad livskvalité.
- MIC-Key\* är tillverkad i silikon och levereras i kompletta set eller som singel pack.
- MIC-Key\* kopplingsslangar ENFit med säkerhetspärr och klämma som gör det lätt att tillföra näring, passar för anslutning såväl spruta som aggregat.
- MIC-Key\* kopplingsslangar är DEHP-fria.



REFERENS

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. \*TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com  
www.gastrostomi.se

## MIC-Key\* gastrostomiport

	STORLEK I FR (YTTRE DIAMETER)				LÄNGD I CM										
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	-	-	
12 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	-	-	
14 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
16 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
18 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
20 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
24 Fr	-	-	-	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	

Förpackningsstorlek 1 st.

Art. nr. för set består av 8140 + grovlek + längd. Exempel: 8140-12-0.8. Set innehållande 1 Mic-Key/knapp,


1 kuffspruta 6 ml, 1 ENFit spruta 35ml, 2 kopplings slangar (0141-12, 0143-12) 4 kompresser.

Art.nr. för singelpack (endast knapp) består av 2120 + grovlek + längd. Exempel: 2120-12-0,8.

## MIC-Key\* kopplings slangar ENFit

BENÄMNING	KOPPLING	LÄNGD I CM	ART. NR.	ANTAL/FRP
Kopplings slang med medicinport	Vinklad 90°	5	0142-02	5
Kopplings slang med medicinport	Vinklad 90°	30	0141-12	5
Kopplings slang med medicinport	Vinklad 90°	60	0141-24	5
Kopplings slang utan medicinport	Rak	30	0143-12	5
Kopplings slang utan medicinport	Rak	60	0143-24	5
Kopplings slang utan medicinport	Vinklad	30	0144-12	5
Kopplings slang utan medicinport	Vinklad	60	0144-24	5

## Kopplings slangar med ENFit till Mic-Key\*



**Rak Bolusslang**

0143-12, 30 cm  
0143-24, 60 cm



**Vinklad kopplings slang med medicinport**

0141-12, 30 cm  
0141-24, 60 cm



**Vinklad kopplings slang med medicinport**

0142-02, 5 cm



**Vinklad kopplings slang utan medicinport**

0144-12, 30 cm  
0144-24, 60 cm

MED-2020-0018 APR

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. \*TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com  
www.gastrostomi.se